

### Algemeen

Goed onderzoek begint met het nemen van een goed monster. Om het melkmonster op de juiste wijze te nemen, heeft u specifieke materialen nodig. Deze materialen kunt u kosteloos bestellen bij MCC-Vlaanderen.

**Mail:**

[helpdesk@dgz.be](mailto:helpdesk@dgz.be)

[info@mcc-vlaanderen.be](mailto:info@mcc-vlaanderen.be)

**Telefonisch:**

+3278154710 (MCC-Vlaanderen vzw)

+3278050523 (Helpdesk DGZ)

Wenst u analyses aan te vragen op melkmonsters, gebruik dan hier de gepaste aanvraagformulieren voor.

Voor mastitis onderzoek:

FO\_383 Diagnostiek melk

Voor individuele celgetal bepaling:

FO\_020 Andere monsters

Deze formulieren kunt u downloaden op: [www.mcc-vlaanderen.be](http://www.mcc-vlaanderen.be) – aanvraagformulieren

### Mastitisonderzoek

Voor mastitisonderzoek worden specifieke melkbuisjes voorzien en bijhorende melkdozen (zie foto 1). Tijdens monsternamen voor bacteriologisch mastitis onderzoek is steriel werken van zeer groot belang. Bijbesmetting vanuit omliggende zones, omgeving, handen e.d. kunnen een monster volledig waardeloos maken.

Om de celgetalanalyses te kunnen uitvoeren, is een minimale hoeveelheid melk vereist. Deze minimale hoeveelheid is weergegeven op onderstaande foto.



Foto 1: Monsterflesje mastitisonderzoek

### Individueel celgetal

Voor bepaling van het celgetal van individuele koeien, wordt gebruik gemaakt van officiële kwaliteitsflesjes met een rood deksel. Gebruik hiervoor geen monsterflesjes met een RFID tag. Deze zijn bestemd voor het officieel tankmelkonderzoek.

Om de analyses te kunnen uitvoeren op onze toestellen, is een minimale hoeveelheid melk vereist. Deze minimale hoeveelheid is weergegeven op onderstaande foto.




Foto 2: Monsterflesje andere monsters