

**De RMO en het
bemonsteringsapparaat**

Code:PR_019E
Geldig vanaf: 31/03/2009

<i>Goedgekeurd door</i>	<i>Naam</i>
Directeur	L. DE MEULEMEESTER
Kwaliteitsverantwoordelijke	L. DE MEULEMEESTER

1 INHOUDSOPGAVE

1	INHOUDSOPGAVE	1
2	DOEL	1
3	TOEPASSINGSGEBIED	1
4	BEGRIPPEN EN DEFINITIES	1
5	VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN.....	1
6	WERKWIJZE	2
7	TE GEBRUIKEN DOCUMENTEN.....	4

2 DOEL

Beheer en opvolging van de RMO's en van de bemonsteringsapparaten, zodat de bemonstering en bewaring van de monsters genomen in het kader van de controle van de kwaliteit en de samenstelling van rauwe melk geleverd door producenten aan kopers in opdracht van MCC, gebeuren volgens de voorschriften.

3 TOEPASSINGSGEBIED

Alle RMO's waarmee melk wordt opgehaald in het gebied waarvoor MCC bevoegd is en alle daarbij gebruikte bemonsteringsapparaten in het kader van de controle van de kwaliteit en de samenstelling van rauwe melk geleverd door producenten aan kopers.

4 BEGRIPPEN EN DEFINITIES

De begrippen en definities worden weergegeven in het formulier FO_284.

5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden in de kolom "Wie" door middel van afkortingen weergegeven. De betekenis van de afkortingen wordt vermeld in het formulier FO_284.

**De RMO en het
bemonsteringsapparaat**

Code: PR_019E
Geldig vanaf: 31/03/2009

6 WERKWIJZE

	Wat	Wie	Hoe
1	Algemeen	Koper	<ul style="list-style-type: none"> • Elke RMO die gebruikt wordt voor de ophaling van rauwe melk op het Belgisch grondgebied is uitgerust met een mechanisch bemonsteringsapparaat. • De RMO is uitgerust met een koelbox voor het transport van de monsters genomen in het kader van de controle van de kwaliteit en de samenstelling van de melk geleverd door de producent aan de koper. • De koelbox heeft stevige wanden en kan afdoende gesloten worden door een isolerend deksel. Hij is gemakkelijk bereikbaar en wordt zo geplaatst dat bevuilding zoveel mogelijk beperkt blijft.
2	Identificatie	Koper	<ul style="list-style-type: none"> • De RMO is geïdentificeerd door de nummerplaat. • Het bemonsteringsapparaat is geïdentificeerd door de combinatie van nummerplaat RMO en het nummer van het chassis waarop het bemonsteringsapparaat is gemonteerd. • Elke wijziging van de identificatie van het bemonsteringsapparaat wordt d.m.v. FO_087 gemeld aan MCC.
3	Erkenning nieuw type bemonsterings-systeem	ILVO	<ul style="list-style-type: none"> • Vooraleer een nieuw type bemonsteringssysteem een erkenning bekomt, wordt het gecontroleerd op geschiktheid door ILVO / MCC. • De erkenning wordt schriftelijk meegedeeld aan MCC.
4	Erkenning bemonsteringsapparaat	MCC	<ul style="list-style-type: none"> • Het mechanisch bemonsteringsapparaat is erkend door het interprofessioneel organisme (IO) bevoegd in de regio waar de zetel van de koper gevestigd is. • De koper vraagt de erkenning aan d.m.v. FO_086. • Vooraleer een bemonsteringsapparaat dat werkt volgens een erkend bemonsteringssysteem mag ingeschakeld worden bij de controle van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers, wordt het erkend door MCC. Hiertoe wordt de bepaling van het restmelkpercentage uitgevoerd volgens WI_019.

**De RMO en het
bemonsteringsapparaat**

Code:PR_019E
Geldig vanaf: 31/03/2009

			<ul style="list-style-type: none"> Indien het restmelkpercentage voldoet aan de norm, vermeld in WI_019, bezorgt MCC een erkenning van het bemonsteringsapparaat aan de koper. Indien het restmelkpercentage niet voldoet aan de norm, wordt geen erkenning gegeven aan het bemonsteringsapparaat.
5	Controle bemonsterings-apparaat	Koper	<ul style="list-style-type: none"> Telkens een nieuwe ijking van de pompinstallatie gebeurt, voert de koper de bepaling van het restmelkpercentage uit volgens WI_019. De koper bezorgt de monsters van de bepaling van het restmelkpercentage aan MCC samen met een kopie van de herstellingskaart, opgemaakt voor de metrologische dienst.
5.1		MCC	<ul style="list-style-type: none"> MCC bepaalt het restmelkpercentage. Indien het restmelkpercentage voldoet aan de norm, vermeld in WI_019, bezorgt MCC binnen de 7 dagen een verlenging van de erkenning van het bemonsteringsapparaat aan de koper. Indien het restmelkpercentage niet voldoet aan de norm, voert MCC binnen de 7 dagen de bepaling van het restmelkpercentage uit volgens WI_019. Indien het restmelkpercentage voldoet aan de norm, vermeld in WI_019, bezorgt MCC een verlenging van de erkenning van het bemonsteringsapparaat aan de koper. Indien het restmelkpercentage niet voldoet aan de norm, wordt geen verlenging van de erkenning gegeven aan het bemonsteringsapparaat.
6	Controle-bemonstering	KV TV	<ul style="list-style-type: none"> Het bemonsteringsapparaat dat op regelmatige basis wordt gebruikt, wordt minstens om de zes maanden gecontroleerd door MCC. De koper verleent zijn medewerking om dit mogelijk te maken. De werkwijze, de normen en de acties ingeval een ongunstig resultaat zijn opgenomen in WI_025. Tijdens het uitvoeren van de controlebemonstering wordt de algemene werking, d.m.v. formulier FO_169, gecontroleerd.

**De RMO en het
bemonsteringsapparaat**

Code:PR_019E
Geldig vanaf: 31/03/2009

7	Doorlopende evaluatie	TV	<ul style="list-style-type: none"> De TV plant een controlebemonstering indien uit de vergelijkende statistieken, die dagelijks door MCC opgemaakt worden, blijkt dat er twijfel bestaat over de goede werking van het bemonsteringsapparaat.
8	Intrekken van de erkenning	KV	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer de KV bij herhaling vaststelt dat er zich problemen stellen met een bemonsteringsapparaat, wordt de erkenning ingetrokken.
8.1		Koper	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer de koper oordeelt dat het probleem is verholpen, vraagt hij aan MCC om een controlebemonstering uit te voeren op het bemonsteringsapparaat. Zodra MCC oordeelt dat het bemonsteringsapparaat voldoet aan de vereisten, wordt de erkenning opnieuw verleend.
9	Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar	Koper	<ul style="list-style-type: none"> De koper kan schriftelijk klacht indienen tegen het intrekken van de erkenning. De klacht wordt behandeld volgens PR_026.

7

TE GEBRUIKEN DOCUMENTEN

Code	Titel
FO_086	Aanvraag tot erkenning van een nieuw bemonsteringsapparaat
FO_087	Ombouw van een bemonsteringsapparaat
FO_169	Begeleiding RMO-chauffeur
FO_284	Definities en afkortingen
PR_026	Externe klachten m.b.t. keuringen, kopers en opdrachten uitgevoerd voor derden.
WI_019	De bepaling van het restmelkpercentage
WI_025	Controlebemonstering